




Teléfono: +55 (19) 2105-6161 **E-mail:** comex@tecnal.com.br
Dirección: João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

AGITADOR DE TUBOS TE-165



Utilizado en preparo de muestras que necesitan de movimiento rotativo en 360°.

Características Tecnicas

Rotación:	0 a 45 RPM
Precisión:	±3 RPM
Control de rotación:	Analógico
Amplitud de agitación:	360°
Motor:	Reductor 38 Watts
Capacidad:	Pruebas personalizadas
Gabinete:	En acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática
Dimensiones:	Ancho=270 x Profundidad=250 x Alto=430 mm
Peso:	7 KG
Potencia:	200 Watts
Voltaje:	220 Volts
Acompaña:	02 Fusibles extra
Modelo opcional:	TE-165-127V para 127 volts

Beneficios y Ventajas

Sobre la marca



Enfocada en el buen funcionamiento de sus productos, en la facilidad de uso, y en la alta precisión de los resultados, Tecnal ofrece soluciones en equipos para laboratorios de las diversas áreas.



Tecnal
Central de ventas
ventas@tecnal.com.br