



**Teléfono:** +55 (19) 2105-6161 **E-mail:** comex@tecnal.com.br

**Dirección:** João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

## ***AGITADOR MECÂNICO TE-139***



Utilizado para agitación mecánica en líquidos de media viscosidad y materiales en suspensión.

## Características Técnicas

|                             |                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rotación:                   | 200 a 2600 RPM                                                                                  |
| Control de rotación:        | Analógico                                                                                       |
| Motor:                      | Escobilla corriente continua                                                                    |
| Capacidad de agitación:     | ±5 litros de agua                                                                               |
| Asta y hélice:              | En acero inoxidable 304                                                                         |
| Fijación:                   | Soporte del motor con regulación de altura                                                      |
| Gabinete y caja de control: | En acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática                         |
| Dimensiones del asta:       | Ø60 x A=230 mm                                                                                  |
| Dimensiones:                | Ancho=350 x Profundidad=360 x Alto=585 mm                                                       |
| Peso:                       | 10 kg                                                                                           |
| Potencia:                   | 150 Watts                                                                                       |
| Voltaje:                    | 220 Volts                                                                                       |
| Acompaña:                   | 01 Hélice tipo naval; 01 llave allen; 01 llave inglesa; 01 goma de adherencia; 02 Fusible extra |
| Modelo opcional:            | TE-139-127V para 127 volts                                                                      |

## Beneficios y Ventajas

## Sobre la marca



Enfocada en el buen funcionamiento de sus productos, en la facilidad de uso, y en la alta precisión de los resultados, Tecnal ofrece soluciones en equipos para laboratorios de las diversas áreas.



**Tecnal**  
Central de ventas  
[vendas@tecna.com.br](mailto:vendas@tecna.com.br)