



Teléfono: +55 (19) 2105-6161 **E-mail:** comex@tecnal.com.br

Dirección: João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

AGITADOR VERTICAL DE PROBETAS TE-167



Utilizado para análisis física del suelo, para medición de la granulometría a través de su densidad. Homogeneiza las muestras preparadas en el TE-161 permitiendo la medición en el densímetro Boyoucos.

Características Tecnicas

Rotación:	0 a 70 OPM (Oscilación por minuto)
Precisión:	±5 OPM
Desplazamiento agitación:	100 mm
Motor:	Reductor 19 Watts
Capacidad:	01 gaveta con 6 probetas de 500 ml
Fijación de la gaveta:	Ajuste rápido magnético
Gabinete:	En acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática
Dimensiones:	Ancho=710 x Profundidad=255 x Alto=700 mm
Peso:	20 KG
Potencia:	80 Watts
Voltaje:	220 Volts
Acompaña:	01 Bandeja; 02 Manípulos macho 5/32; 02 Fusibles extra; Manual de instrucciones y término de garantía
Nota	Las probetas no están incluidas

Beneficios y Ventajas

Sobre la marca



Enfocada en el buen funcionamiento de sus productos, en la facilidad de uso, y en la alta precisión de los resultados, Tecnal ofrece soluciones en equipos para laboratorios de las diversas áreas.



Tecnal
Central de ventas
vendas@tecnal.com.br