



Teléfono: +55 (19) 2105-6161 **E-mail:** comex@tecnal.com.br
Dirección: João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

BAÑO DE EBULICIÓN SOMOGYI & NELSO TE-065



Utilizado en laboratorios de ingenios de azúcar y alcohol para determinación de ART (azúcares reductores totales) por el método de Somogyi & Nelson.

Características Técnicas

Temperatura:	De ebullición
Tiempo de calentamiento:	18 minutos
Precisión:	±5°C
Capacidad:	40 tubos de Ø 15 x 180 mm
Seguridad:	Tela protectora alrededor de la cuba
Galería:	En acero inoxidable 304 con alza
Cuba:	En acero inoxidable 304
Dimensiones de la cuba:	Ø 200 x 247 mm
Volumen:	6,5 litros
Dimensiones:	Ø 232 x 320 mm
Peso:	6 KG
Potencia:	2500 Watts
Voltaje:	220 Volts
Acompaña:	01 Galería transportadora sin tubos; 02 Fusibles extra; Manual de instrucciones con término de garantía
Nota:	Los tubos no están incluidos

Beneficios y Ventajas

- Equipo compacto, leve y de fácil transporte
- Totalmente en acero inoxidable 304, lo que garantiza mayor vida útil
- Posee calentamiento rápido, lo que proporciona agilidad al analista
- Presencia de una pantalla de protección que envolviendo toda la cuba, para evitar contacto con la superficie caliente, lo que proporciona seguridad
- Posee galería de transporte con manijas que proporcionan practicidad
- Resistencia blindada en acero inoxidable 304, lo que garantiza mayor vida útil
- Rígido control de calidad, con el que las verificaciones y pruebas garantizan el perfecto funcionamiento del equipo, lo que proporciona seguridad y satisfacción al cliente
- Atención al cliente para despejar dudas y proporcionar explicaciones sobre el equipo y las metodologías
- Posibilidad de adaptaciones de acuerdo con las necesidades del cliente, lo que vuelve al equipo de línea especial.

Sobre la marca



Enfocada en el buen funcionamiento de sus productos, en la facilidad de uso, y en la alta precisión de los resultados, Tecnal ofrece soluciones en equipos para laboratorios de las diversas áreas.



Tecnal
Central de ventas
vendas@tecnal.com.br