




Teléfono: +55 (19) 2105-6161 **E-mail:** comex@tecnal.com.br
Dirección: João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

DESTILADOR DE ACEITES ESENCIALES TE-2762



Utilizado para extracción de volumen pequeño para aceites esenciales volátiles menos pesados que el agua y extracción indirecta por arrastre del vapor. Indicado para pruebas preliminares y pequeñas producciones para la investigación.

Características Tecnicas

Temperatura:	Hasta $\pm 300^{\circ}\text{C}$
Volumen del balón:	2000ml
Control de temperatura:	Analógico
Vidrierías:	Balón, tubo de refrigeración y condensadores rectos tipo Liebig graduada
Resistencia:	Tipo NiCr incorporado
Grifo de colecta:	Tipo stop-flow
Manta:	Fiberglass
Base:	Totalmente en acero inoxidable
Dimensiones:	Ancho=550 x Profundidad=350 x Alto=450 mm
Peso:	5 kg
Potencia:	455 Watts
Voltaje:	220 Volts
Acompaña:	Manual de instrucciones con término de garantía

Beneficios y Ventajas

Sobre la marca



Enfocada en el buen funcionamiento de sus productos, en la facilidad de uso, y en la alta precisión de los resultados, Tecnal ofrece soluciones en equipos para laboratorios de las diversas áreas.



Tecnal
Central de ventas
vendas@tecnal.com.br