



Teléfono: +55 (19) 2105-6161 **E-mail:** comex@tecnal.com.br

Dirección: João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

BAÑO DE GLICERINA TE-182



Utilizado en diversos tipos de análisis de laboratorios, donde el calentamiento de soluciones o muestras requieren temperatura por encima de 100°C.

Características Técnicas

Temperatura:	Ambiente +7°C a 150°C
Controlador:	Digital microprocesado PID
Sensor:	PT-100
Precisión de control:	±0,1°C
Uniformidad:	±0,2°C
Capacidad:	4 balones de fondo redondo de 1000 ml
Circulación:	interna por medio de bomba de bronce
Soporte:	para 4 condensadores tipo bola
Cuba:	en acero inoxidable 304
Estructura:	En acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática
Dimensiones de la cuba:	A=525 x P=150 x A=270 mm
Volumen:	18 litros
Dimensiones:	A=710 x P=395 x A=620 mm
Peso:	20 KG
Potencia:	1500 Watts
Tensión:	220 Volts
Acompaña:	01 Grade de la cuba; 02 Fusibles extra; 04 Hastes; 04 Garras; Tapa en acero inoxidable
Nota:	La vidriería no acompaña al equipo

Beneficios y Ventajas

Sobre la marca



Enfocada en el buen funcionamiento de sus productos, en la facilidad de uso, y en la alta precisión de los resultados, Tecnal ofrece soluciones en equipos para laboratorios de las diversas áreas.



Tecnal
Central de ventas
vendas@tecnal.com.br