



Teléfono: +55 (19) 2105-6161 **E-mail:** comex@tecnal.com.br

Dirección: João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

BAÑO MARIA ANALÓGICO TE-0541/1



Utilizado en pruebas serológicas y en diversos tipos de análisis de laboratorio.

Características Tecnicas

Temperatura:	Ambiente +7°C a 70°C
Control de temperatura:	Termóstato de bulbo/analógico
Precisión de control:	±1,5°C
Uniformidad:	±3°C
Capacidad:	64 tubos de Ø13 x 100 mm
Seguridad:	Resistencia blindada en acero inoxidable 304
Orificio:	Para adaptación del termómetro (termómetro no incluido)
Bandeja y cuba:	En acero inoxidable 304
Gabinete:	En acero inoxidable 304 cepillado
Dimensiones de la cuba:	Ancho=210 x Profundidad=250 x Alto=110 mm
Volumen útil:	7 litros
Dimensiones:	Ancho=250 x Profundidad=450 x Alto=220 mm
Peso:	7 KG
Potencia:	1000 Watts
Voltaje:	220 Volts o 127 volts
Acompaña:	01 Bandeja protectora de la resistencia; 01 Galería para tubos Ø13x100 mm; 01 Tapa de goteo en acrílico con espesor de 5mm; 02 Fusibles extra

Beneficios y Ventajas

- Equipo compacto y de fácil manipulación
- Gabinete en acero inoxidable 304 cepillado, lo que garantiza mayor vida útil al equipo
- Posee tapa de acrílico para la visualización de la muestra
- La tapa tipo goteo evita pérdida de vapor y no deja que el vapor condensado contamine las muestras por su formato que hace que el condensado fluya para las extremidades
- Patrón de entrada de alimentación IEC
- Termostato en contacto con la resistencia para la protección contra sobrecalentamiento o falta de agua, lo que proporciona seguridad
- La resistencia es blindada en acero inoxidable 304
- Presencia de de indicador visual de calentamiento
- Posee drenaje que facilita el agotamiento del equipo
- Entrada para termómetro externo para calibración
- Rígido control de calidad, con el que las verificaciones y pruebas garantizan el perfecto funcionamiento del equipo, lo que proporciona seguridad y satisfacción al cliente
- Atención al cliente para despejar dudas y proporcionar explicaciones sobre el equipo y las metodologías

- Posibilidad de adaptaciones de acuerdo con las necesidades del cliente, lo que vuelve al equipo de línea especial.

Sobre la marca



Enfocada en el buen funcionamiento de sus productos, en la facilidad de uso, y en la alta precisión de los resultados, Tecnal ofrece soluciones en equipos para laboratorios de las diversas áreas.



Tecnal
Central de ventas
vendas@tecnal.com.br