



Teléfono: +55 (19) 2105-6161 E-mail: comex@tecnal.com.br

Dirección: João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

BOMBA DE VACÍO A BASE DE ACEITE TE-058



Utilizado para aplicación de vacío y aire comprimido. Para vacío, tiene utilización en evaporadores rotativos, estufas de vacío, desecadores y filtraciones etc.

Características Tecnicas

Compresor: Hermético 1/6 HP a base de aceite
Vacío: 0 a ± 620 mmHg en relación a la presión atmosférica
Presión: 0 a 30 lbf/pol² en relación a la presión atmosférica
Flujo: 15 litros/minuto
Registro: Con indicador analógico para regulación del vacío y presión
Dispositivo: Para retención de contaminantes y registro de drenaje para cambio del aceite
Seguridad: Dispositivo para retención de contaminantes
Gabinete: En poliestireno, y base en acero inoxidable 304 con pintura electrostática.
Dimensiones: Ancho=360 x Profundidad=350 x Alto=260 mm
Peso: 12,6 KG
Potencia: 150 Watts
Voltaje: 220 Volts o 127 Volts
Acompaña: 02 Fusibles extra

Beneficios y Ventajas

- Equipo compacto, leve, robusto, y de fácil manipulación
- Baja emisión de ruidos y vibraciones
- Larga vida útil
- Posee protección térmica
- Doble función: se puede utilizar en la línea de presión o en la línea de vacío, lo que proporciona practicidad
- Se puede regular la presión o el vacío utilizando el registro de retorno
- Presencia de trap de vidrio para evitar contaminación de la bomba
- Posee plug IEC patrón internacional

Sobre la marca



Enfocada en el buen funcionamiento de sus productos, en la facilidad de uso, y en la alta precisión de los resultados, Tecnal ofrece soluciones en equipos para laboratorios de las diversas áreas.



Tecnal
Central de ventas
vendas@tecnal.com.br